



Bone Scraper

Per il prelievo sicuro ed efficiente di osso autologo

Il bone scraper è il dispositivo che consente di prelevare in modo sicuro ed efficiente frammenti di osso corticale autologo da utilizzare nelle procedure rigenerative in chirurgia orale.

Grazie alla lama tonda, il bone scraper può essere applicato a superfici di forma diversa (piatte, concave o convesse).

Caratteristiche del prodotto

- La possibilità di ruotare la lama di 360° consente di sfruttare tutta la capacità di taglio, ottimizzando così il prelievo osseo
- Impugnatura ergonomica e confortevole, per un comodo e facile utilizzo
- Prelievo osseo semplice e veloce per un maggiore comfort del paziente



Dimensioni originali

Applicazione



Premere delicatamente l'estremità anteriore dello strumento contro la superficie dell'osso e tirare all'indietro.



Con un dito spingere delicatamente la camera trasparente in avanti e aprirla per estrarre l'osso prelevato con uno strumento.



Se la lama perde l'affilatura, ruotarla di 90° con un cacciavite esagonale da 1.2 mm per usare una porzione di lama nuova.

Info per l'ordine

Codice	Descrizione	Confezione da
BSF-5P	Bone scraper, sterile, monouso	5 unità

Servizi e prodotti vengono forniti esclusivamente sulla base dei nostri Termini e Condizioni Generali.



Distributore

BioHorizons Camlog Italia | Via Ettore Cristoni, 88 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia
marketing.italia@biohorizons.com | www.biohorizonscamlog.it

Servizio Clienti

Numero Verde 800063040 | ordini@biohorizons.com

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Fabbricante legale del raschietto per osso:
OSUNG MND CO., LTD. | 57, Hwanggeum-ro 109 beon-gil | Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 10048 | Corea